

우수내시경실 인증제 감염 및 소독 평가 항목

감염 및 소독 평가 항목은 총 19문항으로 100% 충족해야 하는 정규 A 항목 13문항과 50% 이상 충족해야 하는 정규 B 항목 4문항, 필수적이지는 않지만 권장사항인 시범 항목 2문항으로 구성되어 있다.

| 본문 | 우수내시경실 인증제 평가 항목 | 등급 |
|----------|---|------|
| | 정규 A 항목 (13항목) | |
| 소독 관련 규정 | 병원 내시경 소독 관련 명문화된 감염관리 지침이 마련되어 있으며 준수되고 있는가? | 정규 A |
| 소독교육 | 내시경 검사 종사자는 소독교육을 이수하였는가? | 정규 A |
| 세척 | 내시경 검사 직후 내시경 표면의 이물을 제거하고 세정액을 흡인하는가? | 정규 A |
| | 겸자공 및 흡입채널의 솔질을 시행하는가? | 정규 A |
| | 매번 밸브와 고무마개 교환을 시행하는가? | 정규 A |
| 소독 | 고수준 소독제를 사용하고 있는가? | 정규 A |
| | 소독제 침전 시 겸자공 및 흡입관 등에 소독액을 주입하는가? | 정규 A |
| | 내시경 소독제를 교체 시기에 적절하게 교체하고 있는가? | 정규 A |
| | 소독제 제조사의 권장대로 소독제 침전 시간을 준수하고 있는가? | 정규 A |
| 행균 | 소독 후 행균 과정이 적절하게 이루어지고 있는가? | 정규 A |
| 건조 | 내시경 겔과 흡입관에 남은 물기를 없애고, 내시경을 세워 걸어서 말리는가? | 정규 A |
| 재처리 | 매 검사 후 일 대 일 세척, 소독, 행균이 이루어지는가? | 정규 A |
| 부속기구 | 멸균 대상 부속기구의 구분이 명확하고 멸균상태로 보관되고 있는가? | 정규 A |
| | 정규 B 항목 (4항목) | |
| 보관 | 소독된 내시경의 보관은 별도의 보관장에 세워 보관되고 있는가? | 정규 B |
| 공간 | 별도 세척공간이 있으며 청결하게 유지되고 있는가? | 정규 B |
| | 내시경실은 청결하게 유지되고 있는가? | 정규 B |
| 기타 | 내시경 시술자는 시술 복장과 마스크, 장갑을 착용하는가? | 정규 B |
| | 시범 항목 (2항목) | |
| 기타 | 내시경 세척 시 전용 세정액을 사용하는가? | 시범 |
| | 내시경 소독의 정도 관리는 정기적으로 연 1회 이상 이루어지고 있는가? | 시범 |